

Das kleine, preiswerte Gerät für schnelle Hörtests Audiometer MA 25



- Volle Leistung für neue EBM-Ziffern 03335 und 04335, 250 Punkte
- Sehr klein und leicht (nur 1,6 kg inkl. Hörer), einfach bedienbar
- Unabhängig vom Stromnetz, inkl. Batterien für ca. 150 Stunden
- Eine bequeme Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten
- Einfache Einstellung von Pegel und Frequenz mit Drehknöpfen
- Das ideale Gerät für schnelle Hörtests beim Haus- und Kinderarzt

Siebstest und Tonaudiometrie mit dem tragbaren Audiometer MA 25

Ausgezeichnetes Preis/Leistungsverhältnis

Das MA 25 ist das ideale Gerät für schnelle Siebstests sowie zur Überprüfung des Hörvermögens beim Haus- und Kinderarzt. Das MA 25 erfüllt die Anforderungen der neuen EBM-Ziffer für Hausärzte (03335) und Kinderärzte (04335) sowie für die arbeitsmedizinische Untersuchung nach G26. Durch den günstigen Anschaffungspreis rechnet sich die Investition schnell.

Überall einsetzbar - auch ohne Steckdose

Das sehr leichte MA 25 kann in der mit-gelieferten weichen Tragetasche überall hin transportiert werden. Da das Gerät mit einer Batterie betrieben wird, ist es immer sofort einsatzbereit. Für den stationären Betrieb ist ein optionales Netzteil erhältlich.

Einfache, schnelle Bedienung

Durch zwei große Drehknöpfe werden beim MA 25 der Pegel in 5 dB Stufen und die zehn Testfrequenzen eingestellt. Falls das Gerät länger als fünf Minuten nicht bedient wird, schaltet es sich zur Schonung der Batterie automatisch ab.


Kleines Gerät mit großer Leistung

Das MA 25 bietet vier verschiedene Testsignale: Dauerton, Pulston, Wobbelton und pulsierender Wobbelton. Es stehen 10 Testfrequenzen von 250 Hz bis 8000 Hz mit Pegeln von -10 dB_{HV} bis 90 dB_{HV} zur Verfügung.



MA 25 mit Zubehör und Tragetasche

Technische Daten

Testsignale	Sinuston, Wobbelton und Pulston
Testfrequenzen	0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8 kHz
Pegelstufen	5 dB, knackfrei
Audiometerklasse	Klasse 4 gemäß EN 60645-1
Standardzubehör	Kopfhörer TDH39, Tragetasche, Audiogrammblock, Batterie
Stromversorgung	9 V-Alkali-E-Block-Batterie Betriebsdauer typisch 150 Std.
Maße und Gewicht	B x T x H: 24 x 17 x 9 cm / 1,6 kg
Sicherheitsnormen	EN 60645-1, EN 60601-1 
Luftleitungsmessung:	
Pegelbereich	-10 bis 90 dB _{HV}
Luftleitungshörer	Telephonics TDH 39
Option:	
Steckernetzteil:	230V / 240V~ / 9V-, 400 mA

Verbrauchsmaterial

Audiogrammpapier (50 Blatt)

Bestell-Nr. 86 10 04

Im Interesse des technischen Fortschritts Änderungen vorbehalten



MAICO Diagnostic GmbH
Salzufer 13/14, 10587 Berlin
Tel.: 030/70 71 46 20, Fax-99

Zum Lonnenhohl 5, 44319 Dortmund
Tel.: 0231/92 53 14-0, Fax: -9
e-mail: vertrieb@maico.biz
Internet: www.maico-diagnostic.de