

# *Der schnelle Sehtest für Gesundheitsämter* **Sehtestgerät TiTMUS 2 K**



- für Sehtests bei kleinen Kindern, Schulkindern und Erwachsenen
- sehr einfache und komfortable Bedienung, höhenverstellbar
- mit komplettem Testdiasatz für Kinder (E-Haken)
- sehr robust und zuverlässig - 2 Jahre Garantie
- mobil durch geringes Gewicht und optionalen Rollenkoffer
- hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis



# Einfach - schnell - transportabel - robust Sehtests bei Kindern mit **TITMUS 2 K**

## *Einfach, für alle Altersgruppen*

Die Bedienung des Sehtestgeräts **TITMUS 2 K** ist kinderleicht. Für die Altersgruppen vom Vorschulkind bis zum Erwachsenen sind geeignete Dias vorhanden, mit denen die wesentlichen Sehfunktionen im Fernbereich getestet werden können. Mit der integrierten "+1,5 dptr. - Linse" kann zusätzlich die Hyperopie untersucht werden. Durch die einfache Höhenverstellung kann das Gerät individuell an jede Körpergröße angepaßt werden.

## *Schnelle Sehtests*

Alle Dias sind im Gerät integriert und können mittels Drehknopf binnen Sekunden ausgewählt werden. Ein Testscheibenwechsel ist beim **TITMUS 2 K** überflüssig. Alle Dias sind leicht austauschbar, so daß der Anwender die Reihenfolge selbst bestimmen kann.

## *Transportabel, für den mobilen Betrieb*

Das **TITMUS 2 K** überzeugt durch sein geringes Gewicht von nur 5,8 kg. Zum Transport wird das Gerät einfach zusammen geklappt. Mit dem als Sonderzubehör erhältlichen komfortablen Rollenkoffer läßt sich das **TITMUS 2 K** bequem und sicher transportieren.

## *Robust und zuverlässig im täglichen Einsatz*

Das Sehtestgerät **TITMUS 2 K** ist tausendfach bewährt und überzeugt auch im harten Praxiseinsatz durch seinen robusten Aufbau und seine besondere Zuverlässigkeit.

## Sonderzubehör:

Komfortkoffer mit Rollen  
Weitere Testdias (z.B. Landoltringe, Ishihara)  
Zusatzlinse für Nahtest

Best.Nr. 705 012  
auf Anfrage  
auf Anfrage



Sehtestgerät **TITMUS 2 K**

## Technische Daten

### Funktionen:

- ! Binokularität
- ! Sehschärfe (E-Haken) Visus 0,15
- ! Sehschärfe (E-Haken) Visus 0,3
- ! Sehschärfe (E-Haken) Visus 0,5
- ! Sehschärfe (E-Haken) Visus 0,7
- ! Sehschärfe (E-Haken) Visus 1,0
- ! Phorie, vertikal/horizontal
- ! Stereosehen
- ! Hyperopie (+1,5 Dioptrien)

Sicherheitsnormen EN 60601-1



Stromversorgung Netz 100 ... 240 V~, 50/60 Hz,  
ca. 250 VA

Maße und Gewichte B x H x T: 26 x 17 x 46 cm / 5,8 kg

Standardzubehör 8 Testdias  
Netzkabel  
Staubschutzhülle  
Bedienungsanleitung  
500 Stirnauflageblätter  
10 Linsenreinigungstücher  
2 Ersatzglühlampen

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.

Überreicht durch:



## MAICO Diagnostic GmbH

Salzuffer 13/14  
10587 Berlin  
Tel.: 030/70 71 46 - 20, Fax -99

Zum Lonnenhohl 5  
D-44319 Dortmund  
Telefon 0231/ 92 53 14 - 0, Fax -9

email: [vertrieb@maico-diagnostic.com](mailto:vertrieb@maico-diagnostic.com)  
Internet: [www.maico-diagnostic.de](http://www.maico-diagnostic.de)