

# *Die Referenz für die praktische Arbeitsmedizin* **Sehtestgerät TiTMUS 2a**



- speziell für Untersuchungen nach **G 25** und **G 37** gemäß DIN 58 220
- empfohlen von der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft
- einfache und komfortable Steuerung mit Fernbedienung oder PC (T2a PC)
- integriertes Screening-Perimeter für horizontales Gesichtsfeld
- leicht und transportabel im optionalen Rollenkoffer
- sehr robust und zuverlässig
- hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis



# Preiswert - schnell - einfach - robust Sehtests für die Arbeitsmedizin mit **TiTMUS 2a**

## **Preiswert**, mit voller Leistung für G 25, G 37

Mit dem Sehtestgerät **TiTMUS 2a** können arbeitsmedizinische Untersuchungen nach G 25 und G 37 sehr ökonomisch durchgeführt werden. Außerdem eignet sich das Gerät für straßenverkehrsbezogene Sehschärfetests. Das Gerät wird von der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft empfohlen. Geringe Anschaffungskosten bei großem Leistungsumfang sind herausragende Eigenschaften des **TiTMUS 2a**.

## **Schnelle Sehtests auch im mobilen Betrieb**

Das **TiTMUS 2a** bietet einen Test der wesentlichen Sehfunktionen im Nah- und Fernbereich in weniger als 5 Minuten. Das geringe Gewicht von nur 5,9 kg ermöglicht einen komfortablen Transport.

## **Einfache, komfortable Bedienung**

Beim **TiTMUS 2a** werden die unterschiedlichen Testfunktionen auf Knopfdruck gewählt. Eine digitale Fernbedienung ermöglicht dem Bediener eine komfortable Arbeitsposition. Durch die einfache Höhenverstellung kann das Gerät an die Körpergröße des Probanden angepaßt werden. Ein fotoelektrischer Meßfühler erkennt die richtige Kopfposition des Probanden und schaltet automatisch die Testdias ein.

## **Robust und zuverlässig im täglichen Einsatz**

Das Sehtestgerät **TiTMUS 2a** ist tausendfach bewährt und überzeugt auch im harten Praxiseinsatz durch seinen robusten Aufbau und seine besondere Zuverlässigkeit.

Als preisgünstige Alternative bietet sich das **TiTMUS 2s** an. Dieses Gerät ohne Perimeter ist manuell bedienbar.

## **Sonderzubehör:**

Komfortkoffer mit Rollen

Fernsteuerung über PC inkl. Datenbank (T2a PC)

**Speziallinsen** für G 37: arbeitsplatzbezogener Sehabstand, (50, 67, 80, 100 cm Entfernung)



**MAICO Diagnostic GmbH**

Salzufer 13/14  
10587 Berlin  
Tel.: 030/70 71 46 -20, Fax -99

Zum Lonnenhohl 5  
D-44319 Dortmund  
Telefon 0231/ 92 53 14 - 0, Fax -9

email: [vertrieb@maico-diagnostic.com](mailto:vertrieb@maico-diagnostic.com)  
Internet: [www.maico-diagnostic.de](http://www.maico-diagnostic.de)




Sehtestgerät T2s als manuelle Variante

## **Technische Daten**

### Funktionen:

- Binokularität
- Sehschärfe, monokular/binokular (Landoltringe nach DIN 58220)
- Stereoskopische Tiefenwahrnehmung
- Farbwahrnehmung (Farbtest nach Ishihara)
- Phorie, vertikal/horizontal
- Horizontales Gesichtsfeld durch integriertes Perimeter (nur T2a)

Sicherheitsnormen	EN 60601-1	
Stromversorgung	Netz 230 V~ , 50/60 Hz, ca. 250 VA	
Maße und Gewichte	B x H x T: 26 x 17 x 46 cm / 5,9 kg	
Standardzubehör	8 Testdias 1 Speziallinse für G 37 (57 cm) Fernbedienung (nur T2a) Netzkabel Staubhülle Bedienungsanleitung 1 Block Auswertungsformulare 500 Blatt Kopfstützenpapier 10 Linsenreinigungstücher 2 Ersatzglühlampen	

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.

Überreicht durch: